

# CZĘŚĆ NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## WYKAZ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO DO KONSERWACJI I NAPRAW

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/01/20

Załącznik nr 1 do umowy

L.P.	NAZWA	PRODUCENT / DOSTAWCA	MODEL	NR INWENTARZOW	NUMER SERYJNY	WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI W RAMACH KONSERWACJI	CENA NETTO	CENA BRUTTO
1	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 5	0011370/L	R 0822240	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
2	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 5	0011371/L	R 0822243	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
3	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 5	0011372/L	R 0822245	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
4	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 5	0011373/L	R 0822244	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
5	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 5	0011374/L	R 0822242	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
6	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 5	0011375/L	R 0822856	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
7	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000856/2016	R6 2016020135	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
8	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000857/2016	R6 2016020140	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
9	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000858/2016	R6 2016020139	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
10	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000859/2016	R6 2016082595	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
11	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000860/2016	R6 2016020134	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
12	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000167/2013	R6 2013050632	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
13	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000168/2013	R6 2013050633	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
14	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000169/2013	R6 2013050629	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
15	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000236/2014	R6 2013122916	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
16	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000238/2014	R6 2013122915	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
17	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000239/2014	R6 2013122919	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
18	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000240/2014	R6 2013122920	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		

19	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000470/2015	R62014061186	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
20	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000471/2015	R62014061187	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
21	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000472/2015	R62014061189	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
22	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000473/2015	R62014061190	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
23	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000504/2015	R62014061181	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
24	ENDOMETR	VDW GMBH	RAYPEX 6	T/8-802-000505/2015	R6 2014061188	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
25	ENDOMOTOR	VDW GMBH	VDW.GOLD	T/8-802-000614/2016	G11950	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
26	ENDOMOTOR	VDW GMBH	VDW.GOLD	T/8-802-000615/2016	G11997	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
27	ENDOMOTOR	VDW GMBH	VDW.GOLD	T/8-802-000617/2016	G12006	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
28	ENDOMOTOR	VDW GMBH	VDW.GOLD	T/8-802-000618/2016	G11998	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
29	ENDOMOTOR	VDW GMBH	VDW.GOLD	T-8-802-000616/2016	G11999	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
30	INKUBATOR	GKE	STERI-RECORD	0010755/L	AS201411105 618	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
31	LAMPA POLIMERYZACYJNA	BENLIOGLU DENTAL	HILUX 200	0012391/L	2041501 950-200-230	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
32	LAMPA POLIMERYZACYJNA	IVOCLAR VIVADENT	BLUEPHASE G2	0010976/L	231252	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
33	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012393/L	LAMPA 052KJ036 PODSTAWA 072KJ036	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
34	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012394/L	LAMPA 052KJ035 POD. 072KJ032	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
35	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012395/L	LAMPA 052KJ059 POD. 072KJ059	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
36	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012396/L	LAMPA 052KJ698 POD. 072JJ698	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
37	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012397/L	LAMPA 052KJ043 PODSTAWA 072JJ697	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
38	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012398/L	LAMPA 052KJ032 PODSTAWA 072KJ043	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		

39	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012399/L	LAMPA 052KJ697 PODSTAWA 072KJ035	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
40	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012400/L	LAMPA 301- 207/21 POD. 072KJ049	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
41	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012401/L	LAMPA 301- 207/30 POD. 072KJ038	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
42	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012402/L	LAMPA 052KJ039 POD. 072KJ039	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
43	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	0012403/L	LAMPA 052KJ042 POD. 072KJ040	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
44	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000517/2015	LAMPA 052045170 PODSTAWA 072049018	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
45	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000518/2015	LAMPA 052045171 PODSTAWA 072049019	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
46	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000519/2015	LAMPA 052045174 PODSTAWA 072049022	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
47	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000520/2015	LAMPA 052045172 POD. 072049020	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
48	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000521/2015	LAMPA 052045173 PODSTAWA 072049021	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
49	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000522/2015	LAMPA 052045175 PODSTAWA 072049023	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
50	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000523/2015	LAMPA 052045178 PODSTAWA 072049026	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
51	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLIGHT PRO	T/8-802-000524/2015	lampe 052045179 podstawa 072049027	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
52	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLINGHT PRO	T/8-802-000861/2016	52050500 pdst. 16002899	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
53	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLINGHT PRO	T/8-802-000862/2016	05205499	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
54	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLINGHT PRO	T/8-802-000863/2016	052050501	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
55	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLINGHT PRO	T/8-802-000864/2016	LAMPA 052050503 PODSTAWA 16002899	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
56	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLINGHT PRO	T/8-802-000865/2016	052050502	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
57	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MECTRON	STARLINGHT PRO	T/8-802-000866/2016	052050504	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
58	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX 75	0012404/L	7036-53768	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		

59	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX 75	0012405/L	7036-53778	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
60	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX 75	0012406/L	7036-49896	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
61	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX 75	0012408/L	7036-59435	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
62	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX 75	0012409/L	7036-59449	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
63	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX 75	0012410/L	7336-59445	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
64	LAMPA POLIMERYZACYJNA	MEGA - PHYSIK DENTAL	CROMALUX E	0012412/L	7050-2074	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
65	LAMPA POLIMERYZACYJNA	OPTIMAX	HILUX 200	0012414/L	B.N.	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku pomiar natężenia światła		
66	LAMPA ZABIEGOWA	ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO	SCAN LUX LB-01	T/8-802-000588/2016	1107/00241	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
67	LASER BIOSTYMULACYJNY	BTL INDUSTRIES	BTL 4110 SMART	T/8-802-000958/2017	058S0B006618	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
68	NEGATOSKOP	BAKMED	LK - 101	0012588/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
69	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0010463/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
70	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012589/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
71	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012590/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
72	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012591/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
73	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012592/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
74	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012593/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
75	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012594/L	110014	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
76	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012595/L	110015	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
77	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012596/L	110016	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
78	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012597/L	110017	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		

79	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012598/L	110018	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
80	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012599/L	110019	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
81	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012600/L	110020	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
82	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012601/L	110021	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
83	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012602/L	110022	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
84	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012603/L	110023	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
85	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012604/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
86	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012605/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
87	NEGATOSKOP	BAKMED	PF - 222.4	0012606/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
88	NEGATOSKOP	FAMED	L-120	0012608/L	85735	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
89	NEGATOSKOP	FAMED	L-120	0012609/L	881271	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
90	NEGATOSKOP	FAMED	L-120	0012610/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
91	NEGATOSKOP	PANORAMIC	2031/99	0012611/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
92	NEGATOSKOP	PANORAMIC	WAT - 250/315	0012612/L	BRAK DANYCH	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
93	NEGATOSKOP	ULTRA-VIOL	PANOWA 01	0012613/L	20074074	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
94	NÓŻ CHIRURGICZNY DO IMPLANTOLOGII - FIZJODYSPENSER	W&H	IMPLANTMED	0012630/L	03380	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
95	NÓŻ ELEKTRYCZNY - SURGERY	CARLO DE GIORGI	ELETTROBISTURI	0012631/L	M30689	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
96	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS300	0012659/L	V011061	-raz na kwartał czyszczenie filtra na kroccu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
97	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS300	0012663/L	VO11062; VO06944	-raz na kwartał czyszczenie filtra na kroccu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
98	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000575/2016	V006942	-raz na kwartał oczyszczenie filtra na kroccu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na kroccu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu;		

99	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000576/2016	V006940	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
100	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000577/2016	V006941	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
101	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000571/2016	V006945	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
102	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000573/2016	V008198	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
103	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000608/2016	B215765091	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
104	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000619/2016	B215765120	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
105	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000620/2016	B215765118	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
106	POMPA SSAÇA	DÜRR DENTAL	VS600S	T/8-802-000621/2016	B215765117	-raz na kwartał oczyścić filtr na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał czyszczenie filtra powietrza okrężnego; -raz na kwartał czyszczenie filtra na króćcu zasysania pompy; -raz na kwartał kontrola i ewentualna wymiana zaworu odpływu; - raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
107	SKALER	EMS	MINIPIEZON	0012926/L	369736	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
108	SKALER	EMS	MINIPIEZON	0012928/L	368974	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
109	SKALER	EMS	MINIPIEZON	0012929/L	369716	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
110	SPEKTROFOTOMETR	VITA EASYSHADE	ADVANCE 4.0	T/8-802-000346/2015	REKOJESC H30961 PODSTAWA B80961	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
111	SSAK ELEKTRYCZNY	CAMI	NEW ASKIR 30	0010002/L	26479-2L	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
112	SSAK MOBILNY	EKOM	ASPINA	0012933/L	03717-10-04	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku wymiana filtra wyjściowego		
113	ULTRADŹWIĘKOWE URZĄDZENIE CHIRURGICZNE	DMETEC	SURGYSTAR	T/8-802-000604/2016	G0109B0203	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
114	UNIT STOMATOLOGICZNY	CHIRANA DENTAL	DIPLOMAT LUX 210	T/8-802-000597/2016	SN:226	- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z tlenem; - dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków; - dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;		

115	UNIT STOMATOLOGICZNY	CHIRANA DENTAL	DIPLOMAT LUX 210	T/8-802-000598/2016	SN:227	- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem; - dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków; <del>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</del>		
116	UNIT STOMATOLOGICZNY	CHIRANA DENTAL	DIPLOMAT LUX 210	T/8-802-000599/2016	SN:228	<del>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</del> - dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków; <del>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</del>		
117	UNIT STOMATOLOGICZNY	CHIRANA DENTAL	DIPLOMAT LUX 210	T/8-802-000600/2016	SN:229	- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem; - dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków; - dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika; - dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora; - dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy; - dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja; - dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka; - dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny; - dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń; - dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika; - dwa razy w roku przegląd ssaków; - dwa razy w roku przegląd ślinociągów; - dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta; - RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015		
118	UNIT STOMATOLOGICZNY	CHIRANA DENTAL	DIPLOMAT LUX 210	T/8-802-000601/2016	SN:230	- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem; - dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków; - dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika; - dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora; - dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy; - dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja; - dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka; - dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny; - dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń; - dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika; - dwa razy w roku przegląd ssaków; - dwa razy w roku przegląd ślinociągów; - dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta; - RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015		
119	UNIT STOMATOLOGICZNY	DIPLOMAT	ADEPT	-	-	- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem; - dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków; - dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika; - dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora; - dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy; - dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja; - dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka; - dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny; - dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń; - dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika; - dwa razy w roku przegląd ssaków; - dwa razy w roku przegląd ślinociągów; - dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta; - RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015		

120	UNIT STOMATOLOGICZNY	SIRONA	C8+	T/8-802-000609/2016	20651	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
121	UNIT STOMATOLOGICZNY	SIRONA	C8+	T/8-802-000610/2016	20652	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
122	UNIT STOMATOLOGICZNY	SIRONA	C8+	T/8-802-000611/2016	20644	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		



123	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000561/2016	71SJ0616	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
124	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000562/2016	71SJ0615	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
125	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000563/2016	71SJ0609	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

126	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000564/2016	71SJ0610	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
127	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000565/2016	71SJ0607	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
128	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000566/2016	71SJ0606	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

129	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000567/2016	71SJ0614	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
130	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000568/2016	71SJ0608	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
131	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000569/2016	71SJ0613	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

132	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000570/2016	71SJ0617	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
133	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000571/2016	71SJ0611	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
134	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000572/2016	71SJ0612	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

135	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000573/2016	71SJ0618	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
136	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000574/2016	71SK0075	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
137	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000575/2016	71SK0070	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

138	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000576/2016	71SK0072	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
139	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000577/2016	71SK0069	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
140	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000578/2016	71SK0071	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

141	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000579/2016	71SK0073	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
142	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000580/2016	71SK0074	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
143	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000637/2016	71440912	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

144	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000638/2016	71440919	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
145	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000639/2016	71440917	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
146	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000640/2016	71440911	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		



147	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000641/2016	71440921	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
148	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000642/2016	71440922	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
149	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000643/2016	71440916	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

150	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000644/2016	71440913	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
151	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000645/2016	71440918	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
152	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000646/2016	71440920	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

153	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000649/2016	71440866	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
154	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000650/2016	71440865	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
155	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000651/2016	71440856	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

156	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000652/2016	71440861	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
157	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000653/2016	71440862	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
158	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000654/2016	71440869	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

159	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000655/2016	71440858	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
160	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000656/2016	71440860	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
161	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000657/2016	71440867	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

162	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000658/2016	71440864	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
163	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000659/2016	71440857	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
164	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000660/2016	71440859	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

165	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-000661/2016	71440868	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
166	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-001217/2018	71TCY897	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
167	UNIT STOMATOLOGICZNY	STERN WEBER	S200	T/8-802-001218/2018	71TCY896	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosiłnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		

168	UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM	CASTELLINI	DUO PLUS	T/8-802-000010/2013	C72110184	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwa razy w roku oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie pola oświetlenia lampy;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja;</li> <li>- dwa razy w roku sprawdzenie i regulacja zagłówka;</li> <li>- dwa razy w roku kontrola oraz ewentualne ustawienie wszelkich mediów, ustawienie ciśnienia turbiny;</li> <li>- dwa razy w roku w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń;</li> <li>- dwa razy w roku usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ssaków;</li> <li>- dwa razy w roku przegląd ślinociągów;</li> <li>- dwa razy w roku inne czynności zalecane przez producenta;</li> <li>- RAZ W ROKU TEST BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
169	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	301 PLUS	T/8-802-000248/2014	100513	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
170	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	0013651/L	86834	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
171	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	0013652/L	13360	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
172	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	0013653/L	86965	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
173	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	0013654/L	19093	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
174	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	0013655/L	86841	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
175	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	0013656/L	86838	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
176	URZĄDZENIE DO KONSERWACJI KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH	W&H	ASSISTINA 301 PLUS	T/8-802-000469/2015	101747	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku przeprowadzenie kontroli działania urządzenia;</li> <li>- raz w roku sprawdzenie stanu końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze;</li> <li>- raz w roku wymiana wkładu filtra powietrza;</li> </ul>		
177	URZĄDZENIE DO MAGNETOSTYMULACJI	MED&LIFE	VIFOR JPS	T/8-802-000662/2016	80327	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
178	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	C.M.F. srl	SILVER MIX 90	-	37669	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
179	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	C.M.F. srl	SILVER MIX 90	0013737/L	33232	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		
180	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	C.M.F. srl	SILVER MIX 90	0013738/L	37690	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015</li> </ul>		



181	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	C.M.F. srl	SILVER MIX 90	0013739/L	33239	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
182	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	IVOCLAR VIVADENT	SILIMAT 5	0013740/L	615126	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
183	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	IVOCLAR VIVADENT	SILIMAT 5	0013741/L	612768	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		
184	WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU	TECHDENT CENTER	SILVER MIX	0010999/L	GC 15318	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015		


	Łączna wartość konserwacji w ciągu 12 miesięcy:		
	Łączna wartość konserwacji w ciągu 24 miesięcy:		

**UWAGA : ilość sprzętu w okresie trwania umowy może ulegać zmianie**

Dodatkowo w ramach umowy Wykonawca będzie wykonywał naprawy sprzętu drobnego: turbiny, kątnice, prostnice, szybkozłączniki, paskarki stomatologiczne, itp. na warunkach określonych w umowie.